

Agitador placa quente com display digital



Rotação em ambas
as direções



Placa de aço inoxidável
revestidas com cerâmica

DADOS TÉCNICOS

Modelo	AM8-Pro
Modo de controle	Motor sem escovas
Volume máximo de agitação	5L(H ₂ O)
RPM	50 -1500 rpm
Intervalo de tempo	1min-12h
Modo controle	Display Digital e botão
Placa de trabalho (mm)	Prato quadrado 160*160mm
Temperatura da Placa	310°C
Temperatura e umidade permitida do ambiente	5-40°C 80%RH
Potência	500 W
Tamanho do produto (mm)	285*185*90
Tipo de sonda de temperatura	PT1000
Precisão de controle de temperatura	±1°C/±3°C