

## Agitador magnético múltiplo com aquecimento

Pode ser configurado para ser executado de forma síncrona ou assíncrona



Tela LCD



Motor sem escovas durável



Aquecer de forma mais uniforme



Placa de aço inoxidável 304,  
resistente à corrosão

### DADOS TÉCNICOS

Modelo	AMMR6-Pro
Modo de Controle	Controle assíncrono (sincronização de um toque)
Números de pontos de agitação	6
Capacidade máxima	6*500ml
Tamanho da placa de trabalho	100*110mm
RPM	50-1500rpm
Material da placa	Aço inoxidável 304
Temperatura da placa	120°C
Tempo	1min-19h59min
Tamanho da Barra	30mm
Potência	360W
Voltagem	AC 220V