

Centrífuga de alta velocidade



Memorização de Programa



Rotação estável



Função de proteção de temperatura



Rotor tipo fechado de alta Velocidade

DADOS TÉCNICOS

Modelo	AVC-15Pro
Modo de controle	Display digital e botão
Força Centrífuga Relativa	14104xg
Faixa de velocidade	1000 – 14500rpm \pm 5%
Capacidade do Rotor	Tubo de centrífuga 0,2/0,5/1,5/2ml*12 0,5/1,0ml*12 Micro Tubo de sangue
Aceleração/Redução da Velocidade Máxima	\leq 12s / \leq 15s
Ruído sob velocidade máxima de rotação	\leq 47db (A)
Potência de entrada	55W
Voltagem	AC 100-240V/DV24
Temperatura e umidade permitida do ambiente	5-40°C/80% RH