

Centrífuga de microplacas



Tela LCD



Rotor para microplaca,
grande capacidade de trabalho



Motor sem escovas com forte potência



Velocidade ajustável e temporização

DADOS TÉCNICOS

Modelo	BVC500-MP
Capacidade Máxima	Microplaca de PCR de 96 orifícios*4
Faixa de velocidade	500 – 2000rpm
Força Centrífuga Relativa	500xg
Semi-diâmetro do Rotor	10.2cm
Funções de proteção	Proteção de abertura da tampa / Proteção contra superaquecimento/ proteção contra descargas elétricas
Tempo	30s – 59min 50s
Potência	50W
Voltagem	AC 110 – 220 V. 50/60HZ